



CLEARTEST®

Cleartest Borreliose

Der Cleartest Borreliose ist ein Schnelltest zum Nachweis einer frischen oder einer zurückliegenden Borreliose-Infektion aus menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma. Die Differenzierung fin...

Beschreibung zu Cleartest Borreliose

Der Cleartest Borreliose ist ein Schnelltest zum Nachweis einer frischen oder einer zurückliegenden Borreliose-Infektion aus menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma. Die Differenzierung findet über jeweils eine IgM- und eine IgG-Linie statt.

Sommerzeit ist Zeckenzeit.

Der Biß einer Zecke kann die gefährliche Borreliose-Infektion hervorrufen, die man als Multisystemerkrankung bezeichnet. Betroffen sind Haut, Gelenke, das Nervensystem, Augen und Herz. In den ersten Wochen nach einem Zeckenstich können grippeähnliche Symptome wie Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, erhöhte Temperatur oder Nachtschweiß auf Borreliose hinweisen.

Eingesandte Zecken auf Borrelien-Erbsubstanz zu überprüfen hilft bei der Diagnose nicht unbedingt weiter. Denn dass in einer Zecke Erreger enthalten sind, heißt noch nicht, dass eine Infektion stattgefunden haben muss.

Packungsinhalt: Testkassetten, Transferpipetten, Vollblut-Puffer

Sensitivität: IgG 95,5 % IgM 94,4 %

Spezifität: IgG 98,9 % IgM 98,9 %

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren!

Type	PZN	VE	REF
Borreliose	16082572	5 Teste	C3 0702-5
Borreliose	16082589	10 Teste	C3 0702-10